

Manual de instrucciones

MxOnda

CEPILLO DENTAL RECARGABLE

Modelo: MX-HD2368




ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CEPILLO DENTAL RECARGABLE

MODELO: **MX-HD2368**



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

INTRODUCCIÓN

Con el cepillo dental MX ONDA modelo MX-HD2368 conseguirá una limpieza de los dientes mas completa y en menor tiempo que con los cepillos de dientes convencionales. Mediante el cabezal con tres filas de cerdas obtendrá una limpieza en profundidad de su dentadura, ya que se limpian las tres caras de la pieza dental a la vez y con el movimiento longitudinal conseguirá un agradable masaje en las encías, mejorando la circulación de la sangre.

De esta manera, se eliminará no sólo los restos de alimentos sino también la invisible placa bacteriana previniendo de esta manera la formación del sarro, caries y la inflamación de las encías.

ANTES DE USAR EL CEPILLO DENTAL


- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente de red es de 230 V ~ 50 Hz.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- Cuando manipule este aparato y la base se encuentre conectada a la red eléctrica, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc.
- No introduzca el cepillo de dientes ni la base, en agua ni en ningún otro liquido.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha...).
- No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- No utilice el aparato si las cerdas del cabezal están dañadas.

- Si el cepillo dental es utilizado por varias personas, por motivos de higiene se recomienda que cada persona utilice su propio cabezal.
- Para desenchufar el cable de la red tire suavemente de la clavija de este. Nunca lo haga estirando del cable.
- No retuerza el cable o lo enrolle sobre el aparato.
- Desenchufe la base siempre que:
 - Se encuentre conectada a la red eléctrica y se produzca un corte de suministro eléctrico, o “salte” un fusible automático.
 - Antes de realizar la limpieza propia de mantenimiento.
- En caso de avería, anomalías, si el aparato se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro o el cable de red esté dañado, no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

DESCRIPCIÓN



CARGA DE LAS BATERÍAS

Este cepillo incorpora un sistema de carga por inducción, sin contactos eléctricos. Para cargar las baterías proceda de la siguiente forma:

1. Enchufe la clavija del cable de alimentación de la base a una toma de red de 220-230 V.
2. Para colocar el cepillo en el soporte deberá hacer coincidir la pestaña del mismo con la ranura del cepillo. Los indicadores de carga del cepillo y de la base se iluminarán.
3. El tiempo necesario para una carga completa de las baterías es de 15 horas aproximadamente.
4. Transcurrido el tiempo de carga desenchufe la clavija de alimentación de la toma de red. Los indicadores de carga del cepillo y de la base se apagarán.

Importante

- Mientras las baterías estén en carga el cepillo NO deberá estar en funcionamiento.
- Las baterías vienen de origen con una carga parcial, por ello, antes de su uso deberán ser cargadas completamente.
- Si las baterías tienen un nivel bajo de carga o no se ha utilizado el aparato durante un largo periodo de tiempo (más de 90 días) precisarán ser recargadas.
- Es normal que el cepillo y la base se calienten durante la carga.
- Por seguridad, utilice únicamente la base de carga suministrada con el equipo.
- La vida de las baterías dependerá del uso y del ciclo de carga/descarga. Cuando note que el tiempo de funcionamiento del aparato disminuye drásticamente aún estando las baterías en carga durante 15 horas **NO** abra este aparato ni intente repararlo por su cuenta, póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.


¿Cuándo hay que recargar las baterías?

Cuando observe que la velocidad longitudinal del cabezal disminuye considerablemente, será indicación de que las baterías están agotadas y deben ser recargadas.

COLOCACIÓN EN PARED


La base del cepillo puede instalarse sobre la pared o una superficie estable (mueble, mesa, soporte, etc.). Para fijar la base sobre una pared siga las siguientes instrucciones:

- 1. Efectúe dos taladros en la pared a una distancia de 40,8 mm entre ellos e inserte los tacos (suministrados).
- 2. Fije el soporte de pared con los tornillos (suministrados).
- 3. Para colocar la base en el soporte de pared, haga coincidir las guías situadas en la parte posterior de la base con las pestañas situadas a ambos lados (derecho e izquierdo) del soporte de pared. Después deslice la base hacia abajo hasta oír un “clic”.
- 4. Si desea retirar la base del soporte de pared, levante la pestaña (situada en la parte superior del mismo) y deslice la base hacia arriba. La base quedará liberada.



INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL

Para insertar el cabezal haga coincidir la cara de las cerdas con la parte frontal del cepillo (botones de encendido/apagado), después inserte el eje del cepillo en el orificio del cabezal y empuje este con firmeza hasta que quede bien retenido.




USO DEL CEPILLO DENTAL

Para modificar la dureza de las cerdas sumerja el cabezal en agua durante treinta segundos aproximadamente, utilice agua tibia (menos de 40°C) para que las cerdas estén suaves, si utiliza agua fresca conseguirá un resultado medio pero si desea que las cerdas estén fuertes utilice agua fría.

Elija la dureza de las cerdas a su gusto, pero si Vd. tiene las encías sensibles o cuando utilice por primera vez este cepillo dental, utilice agua tibia para suavizar las cerdas. Tenga en cuenta que la dureza de las cerdas disminuirá con el uso.


Este cepillo admite cualquier tipo de pasta dentífrica, deposite la cantidad deseada entre las tres filas de cerdas tal y como se muestra en la figura siguiente:



Para iniciar la limpieza introduzca el cepillo en la boca de tal forma que las tres filas de cerdas cubran los dientes delanteros, parte interior, superior y exterior de los mismos.

Deslice el cepillo hacia delante y hacia atrás para que la pasta dentífrica penetre entre las cerdas, después pulse el botón de encendido y comience la limpieza desde los dientes hasta las muelas. La limpieza de debe hacer despacio y con movimientos muy suaves.

Concluida la limpieza de la dentadura proceda a la limpieza de la lengua, utilice para ello las pestañas situadas en la parte posterior de las cerdas.



Finalizada la limpieza apague el cepillo antes de extraerlo de la boca. Por lo general solo son necesarios de 2 a 3 minutos para limpiar la dentadura y la lengua.

Nota:

Para evitar salpicaduras de la pasta dentífrica, no encienda el cepillo hasta haberlo introducido en la boca y apáguelo antes de extraerlo de la misma.

LIMPIEZA DE LAS CERDAS

Para limpiar las cerdas sumérjalas en agua y pulse el botón de encendido, pasados unos segundos apague el cepillo y sacúdalo para eliminar el excedente de agua en las cerdas.

IMPORTANTE

- 1. Los cepillos de dientes con una única fila de cerdas no realizan una limpieza completa, particularmente en la parte posterior de los dientes y de la encía. Cuando se utilice este cepillo por primera vez y si la encía está sensible, puede suceder que con los primeros cepillados la encía sangre, esto es normal ya que este cepillo efectúa una limpieza en profundidad pero con el uso diario la encía se fortalecerá y dejará de sangrar.
- 2. Usando frecuentemente este cepillo obtendrá una limpieza dental completa y gracias al suave masaje realizado mejorará el estado de la encía evitando la inflamación de la misma.
- 3. Durante la limpieza no ejerza demasiada presión sobre los dientes ni sobre la encía y especialmente con los primeros cepillados. Tenga en cuenta que al ejercer mucha presión sobre los dientes o sobre la encía no conseguirá una limpieza más eficaz sino todo lo contrario, perjudicará los dientes y la encía.

USO DEL CABEZAL PARA NIÑOS

Este cepillo incluye un cabezal de menor tamaño y que es apto para la limpieza de los dientes de los niños. La utilización de este cepillo por un niño debe ser bajo la supervisión de un adulto.

MANTENIMIENTO

- Para suavizar las cerdas la temperatura del agua no debe exceder de 50 °C.
- Se recomienda sustituir el cabezal cada 3 ó 4 meses ya que las cerdas se debilitan, este tiempo varía en función del uso. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano para solicitar la pieza de repuesto.

- Limpie la superficie plástica de la carcasa con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V ~ 50 Hz
Consumo de red	2 W
Vibración	3000 v.p.m.
Batería recargable	Ni-MH 2,4 V-500 mA
Tiempo de carga	15 h máx.
Autonomía	2 horas
Dimensiones cepillo (sin cabezal)	167x32 mm (alto, diám.)
Peso	110 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso. Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



MX ONDA y su logotipo son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.
CARRETERA N-I , Km. 31,7
(28750) San Agustín de Guadalix (MADRID)
E-MAIL: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es